











- Kontrollerna används för att verifiera funktionen av Actim Calprotectin test för att garantera pålitliga patientresultat. Hur ofta kvalitetskontroller ska utföras avgörs av det enskilda laboratoriet. Detta kan vara beroende av provfrekvensen och/eller lokala bestämmelser.
- Som allt biologiskt material, skall kontrollerna hanteras som potentiellt riskfyllt material och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.



Explanation of symbols • Interpretation der Symbole • Symbolien selitykset • Explication des symboles • Explicação dos símbolos • Teckenförklaringar

				
Use By Verwendbar bis Viimeinen käyttöpäivä Utiliser jusque Prazo de validade Använd före	Temperature limitation Temperaturbegrenzung Lämpötilarajat Limite de température Limitação de temperatura Temperaturbegrensning	Manufacturer Hersteller Valmistaja Fabricant Fabricante Tillverkare	Batch code Chargencode Eräkoodi Número de lote Código do lote Parti-kod	Catalogue number Katalognummer Luettelonumero Número de catálogo Número de catálogo Katalognummer

			
Corrugated Cardboard Wellpappe Aaltopahvi Carton ondulé Cartão ondulado Wellpapp	Paper Papier Papieri Papier Papier Papper	Polypropylene Polypropylen Polypropeeni Polypropylène Polipropileno Polypropen	Consult instructions for use Gebrauchsanweisung beachten Katso käyttöohjetta Consulter le mode d'emploi Consultar as instruções de utilização Se bruksanvisningen

			
Positive Control, high Positive Kontrolle, Stark Positiivinen kontrolli, korkea Contrôle positif, haut Controlo positivo, alto Positiv kontroll, hög	Positive Control, low Positive Kontrolle, Schwach Positiivinen kontrolli, matala Contrôle positif, bas Controlo positivo, baixo Positiv kontroll, låg	Negative Control Negative Kontrolle Negatiivinen kontrolli Contrôle négatif Controlo negativo Negativ kontroll	Warning Warnhinweis Varoitus Avertissement Advertência Varning

	
Contains <0.1% reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [EC No: 611-341-5] (Skin Sens 1, Aquatic Chronic 3). Enthält < 0,1 % Reaktionsmasse von: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [EG-Nr.: 611-341-5] (Skin Sens 1, Aquatic Chronic 3). Sisältää alle 0,1 %:n reaktiomassan: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiazoli-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiazoli-3-onia (3:1) [EY-nro: 611-341-5] (Skin Sens 1, Aquatic Chronic 3). Contient une masse de réaction < 0,1 % de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) [N.° CE: 611-341-5] (Sensibilisation cutanée 1, Toxicité aquatique chronique 3). Contém massa de reação <0,1% de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) [N.º CE: 611-341-5] (sensibilização cutânea 1, crónico aquático 3). Innehåller < 0,1 % reaktionsmassa av: 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) [EG-nr: 611-341-5] (Hudsensibilitet 1, Akvatisk kronisk 3).	

	
<i>In vitro</i> diagnostic medical device <i>In-vitro</i> -diagnostisches Medizinprodukt <i>In vitro</i> -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite Appareil médical de diagnostic <i>in vitro</i> Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i> Medicinteknisk produkt för <i>in vitro</i> -diagnostik	Reconstitution Solution, 2 ml Rekonstitutionslösung, 2 ml Rekonstituutioliuos, 2ml Solution de reconstitution, 2 ml Solução de reconstituição, 2 ml Rekonstitutionslösung, 2 ml



This product fulfills the requirements of the European Parliament and of the Council on *in vitro* diagnostic medical devices
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des Europäischen Parlaments und des Rates zu Medizinprodukten für die *In-vitro*-Diagnose
Tämä tuote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston *in vitro*-diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinällisten laitteiden vaatimukset
Ce produit répond aux exigences du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux de diagnostic *in vitro*
Este produto cumpre os requisitos do Parlamento Europeu e do Conselho para dispositivos médicos de diagnóstico *in vitro*
Denna produkt uppfyller kraven från Europaparlamentet och rådet för medicinsk utrustning för *in vitro*-diagnostik

 Actim Oy
Klovinpellontie 3
FI-02180 Espoo, Finland
www.actimtest.com
actim@actimtest.com

© Actim Oy. All rights reserved.
Actim® is a trademark of Actim Oy.

AOACE35000-3 2024-10-03

